

Laboratorieundersøgelse

Udvælg prøvetype

A Andre

Indtast prøvetypen og vælg den **[F12]** (valg).

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøventr. 80001 A ()

Navn

Prøve fra Afs. den

Anat. lok. Modtaget

sTatus Svar sendt

Afsender Modtager Svar til Antal prøver

Ønsket undersøgelse

Ekstem inf.

Attention

Menupunkt Går ud Stempler

Indikation

Antibiotika F.

Antibiotika E

Indtast en forespørgsel; tryk på F8 for at udføre eller på F11 for at annullere

Record: 1/1 Indtast forespørgsel <OSK> <FJL>

Start Laboratorieun... 11:59

Dyrkning
(urin - vækst)
2

Indtast prøvenummer og søg prøven med **[F8]** (udfør søg).

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 080001 A 02 251248 4916 (080001 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

sTatus Modtaget Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Ekstern inf. Arbejdsliste

Attention Telefonbesvarelse

OBS!! prøver

Menupunkt Går ud Stempler ingen vækst

Ingen	Ja
+ Vækst	Nej
Generelle stempler	Nej
Normal svælgflora	Ja
Ingen beta-hæm	Ja
Stempler II	Ja
-GK, C/V stempel	Ja
C/V stempel	Ja
Ingen vækst af svampe	Ja
Primær mikroskopi	Nej
Ekspektorat mik.	Nej
Ingen MRSA	Ja

Indikation

Antibiotika F.

Antibiotika E

Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrknings svar sker i nederste blok. Indsætningspunktet står ved 1. Menupunkt i dyrkningsregistreringen, "ingen" (ingen vækst), hvor du afslutter dyrkningen ved simpelthen at taste **[F12]** (valg). I kolonnen "Går ud" angives for et menupunkt om:

- (Ja) registreringen (fx "ingen" vækst) går med svaret ud og du føres direkte til besvarelsen med **[F12]** (valg)
- (Nej) leder mod yderligere registreringsmuligheder med **[F12]** (valg).

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. [] A [] [] [] (080001 02)

Navn []

Prøve fra [] Afs. den []

Anat.lok. [] Modtaget []

sTatus [] Svar sendt []

Afsender [] Modtager [] Svar til [] Antal prøver []

Ønsket undersøgelse

Ekstern inf. [] [] []

Attention [] [] []

Menupunkt Går ud Stempler **ingen vækst**

Ingen	Ja
+ Vækst	Nej
Generelle stempler	Nej
Normal svælgflora	Ja
Ingen beta-hæm	Ja
Stempler II	Ja
-GK, C/V stempel	Ja
C/V stempel	Ja
Ingen vækst af svampe	Ja
Primær mikroskopi	Nej
Ekspektorat mik.	Nej
Ingen MRSA	Ja

Indikation []

Antibiotika F. []

Antibiotika E. []

Afsluttes dyrkningssvaret ved **[F12]** (valg) kommer skærbilledet til at se således ud. Dyrkningssvaret er altså både afsluttet (sker normalt med **[F2]** (besvar)) og gemt (sker normalt med **[F10]** (acceptér)), og der er gjort klar til ny prøvesøgning (hvilket normalt sker med **[F7]** (søg)). Taster du herefter **[F8]** (udfør søg) vil næste prøve (prøvenr.) stå klar til dyrkningsregistrering.

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøventr. 080001 A 02 251248 4916 (080001 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

sTatus Afsluttet Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Arbejdsliste

Ekstern inf. Telefonbesvarelse

Attention OBS!! prøver

Menupunkt Går ud Stempler ingen vækst

Ingen	Ja	Indikation	
+ Vækst	Nej	Antibiotika F.	
Generelle stempler	Nej	Antibiotika E	
Normal svælgflora	Ja		
Ingen beta-hæm	Ja		
Stempler II	Ja		
-GK, C/V stempel	Ja		
C/V stempel	Ja		
Ingen vækst af svampe	Ja		
Primær mikroskopi	Nej		
Ekspektorat mik.	Nej		
Ingen MRSA	Ja		

Record: 1/1 <OSK> <FJL>

Start Laboratorieun... Kontrol.ppt 14:26

Hvis du kalder prøven frem igen efter svaret er afsluttet vil der i feltet "sTatus" nu stå "Afsluttet". sTatus-knappen bruges alene, hvis en prøve er "udskrevet" og den skal føres tilbage "i arbejde" (og derefter **[F10]** (gem)). laboratorieoplysninger kan på ny føjes til prøve, og der sendes så endnu en prøvebesvarelse.

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 080001 A 02 251248 4916 (080001 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

s_tatus Afsluttet Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Arbejdsliste

Ekstern inf. Telefonbesvarelse

Attention OBS!! prøver

Menupunkt Går ud Stempler ingen vækst

Menupunkt	Går ud
Ingen	Ja
+ Vækst	Nej
Generelle stempler	Nej
Normal svælgflora	Ja
Ingen beta-hæm	Ja
Stempler II	Ja
-GK, C/V stempel	Ja
C/V stempel	Ja
Ingen vækst af svampe	Ja
Primær mikroskopi	Nej
Ekspektorat mik.	Nej
Ingen MRSA	Ja

Indikation

Antibiotika F.

Antibiotika E

Record: 1/1 <OSK> <FJL>

Start Laboratorieun... Kontrol.ppt 14:28

I feltet "antal prøver" kan du se at der er 21 tidligere prøver på patienten, og ved at dobbeltklikke i feltet eller taste **[F12]** (valg), når indsætningspunktet er deri, får du en oversigt over prøverne.

Øversigt over en patients prøver

Prøveoversigt

Prv.nr	Født	Kode	Afs.	Modt	Svar	Prv. sted	Prv.art	Resultat	D	M	A	ST	EKJ	Svar
080001	A	251248	4916	150702	160702	Midstråleurin	Dyrkning og res	-Vækst				+		S
080002	A	251248	4916	150702	160702	Midstråleurin	Dyrkning og res	Modtaget						S
000100	S	251248	4916	090702	110702	Serum el. Koa	Parvovirus - anl	Ingen tidligere inf			+			S
000101	S	251248	4916	090702	110702	Serum el. Koa	Cytomegaloviru	Aktuel infektion			+	+		S
000102	S	251248	4916	090702	110702	Serum el. Koa	Neuroborreliose	IgG - indeks POS			+			S
001004	V	251248	4916	090702	110702	Blod i EDTA	HIV RNA	HIV RNA KOPIE			+			S
000101	B	251248	4916	090702	110702	Bloddyrkning -	Dyrkning og res	+Vækst	+					S
000100	B	251248	4916	090702	110702	Bloddyrkning -	Dyrkning og res	-Vækst				+		S
001003	V	251248	4916	090702	110702	Mundskyl	Influenzavirus A	Parainfluenza RM			+			S
000103	S	251248	4916	090702	110702	Serum el. Koa	Toxoplasmose -	Aktuel infektion			+			S
000010	C	251248	4916	030602	040602	Cervix	Chlamydia Prot	<<NEGATIV>>			+			S
000011	C	251248	4916	030602	040602	Cervix	Chlamydia Prot	<<POSITIV>>			+			S
000001	S	251248	4916	180601	190601	Serum el. Koa	Yersinia-antistol	REAKTIV ARTH			+	+		S

Navn: Nancy Ann Berggren
 Afsender: AAPEBAK
 bakteriefund

Oversigten er næsten identisk med den, du ville få i en søgning på patienten via søgerutiner.

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 080001 A 02 251248 4916 (080001 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

s_tatus Afsluttet Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Arbejdsliste

Statusoplysninger

Modtaget	16.07.2002 14:18:27	BAKTUS
Afsluttet	16.07.2002 14:23	BAKTUS

Menupunkt Gå

Ingen	Ja
+ Vækst	Nej
Generelle stempeler	Nej
Normal svælgflora	Ja
Ingen beta-hæm	Ja
Stempeler II	Ja
-GK, C/V stempel	Ja
C/V stempel	Ja
Ingen vækst af svampe	Ja
Primær mikroskopi	Nej
Ekspektorat mik.	Nej
Ingen MRSA	Ja

Record: 1/2 <OSK> <FJL>

Start Laboratorieun... 12:13

Dobbelklik i feltet "Svar sendt" eller tast **[F12]** (valg), når indsætningspunktet er deri, for at se en oversigt Over hvem der har ændret prøvens status og på hvilket tidspunkt.

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 080001 A 02 251248 4916 (080001 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

s_tatus Afsluttet Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Vis svar

Ekstern inf. Arbejdsliste

Attention Telefonbesvarelse

OBS!! prøver

Menupunkt Går ud Stempler Ingen vækst

Menupunkt	Går ud
Ingen	Ja
+ Vækst	Nej
Generelle stempler	Nej
Normal svælgflora	Ja
Ingen beta-hæm	Ja
Stempler II	Ja
-GK, C/V stempel	Ja
C/V stempel	Ja
Ingen vækst af svampe	Ja
Primær mikroskopi	Nej
Ekspektorat mik.	Nej
Ingen MRSA	Ja

Indikation

Antibiotika F.

Antibiotika E

Record: 1/1 <OSK> <FJL>

Start | Laboratorieund... | Kontrol.ppt | Reports-baggr... | 14:32

Knappen øverst til højre giver mulighed for at vise svaret som det vil se ud nu.

<p>251248-4916 **Endeligt svar** Nancy Ann Berggren</p>	<p>KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING Århus Kommunehospital, 8000 Århus C Bakteriologisk afsnit TLF. 8949 3535</p>					
<p>Laboratorienummer: 02080001 A</p>						
<p>Personalet bakt.afd. Århus Kommunehospital 8000 Århus C</p>	<p>Indikation m.v.: Ikke angivet</p>					
	<p>Antibiotika: indtil prøvetagning: Ikke angivet</p>		<p>Erfter prøvetagning: Ikke angivet</p>			
<p>* Ingen vækst *</p>						
<p>Tolkning: Se afdelingens vejledning 2. udgave 1999</p>						
<p>Midtstråleurin</p>	<p>Taget 15.07.02 :</p>	<p>Ord. læge</p>	<p>Mottaget d.: 16.07</p>	<p>Tidspunkt</p>	<p>Svar dato</p>	<p>Side 1 / 1</p>

Svar-visningen lukkes med **[ESC]**.

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 080001 A 02 251248 4916 (080001 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

s_tatus Afsluttet Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Vis akkumuleret svar

Ekstern inf. Arbejdsliste

Attention Telefonbesvarelse

OBS!! prøver

Menupunkt Går ud Stempler Ingen vækst

Ingen	Ja	Indikation	
+ Vækst	Nej	Antibiotika F.	
Generelle stempler	Nej	Antibiotika E	
Normal svælgflora	Ja		
Ingen beta-hæm	Ja		
Stempler II	Ja		
-GK, C/V stempel	Ja		
C/V stempel	Ja		
Ingen vækst af svampe	Ja		
Primær mikroskopi	Nej		
Ekspektorat mik.	Nej		
Ingen MRSA	Ja		

Record: 1/1 <OSK> <FJL>

Start | Laboratorieu... | Kontrol.ppt | Reports-baggr... | 14:33

Knappen lige under giver mulighed for at vise akkumulerede svar - på alle patientens prøver.

Patientoversigt

Den 16-07-02 Side 1

Patient 251248-4916 Nancy Ann Berggren

Prøvenr 02080002 A Midtstråleurin / AAPEBAK Personalet bakt.afd. Afsendt 15-07-02 : Modtaget 16-07-02 Svar Sendt Unds. Dyrkning og resistens	Antibiotika før	Antibiotika efter
Prøvenr 02080001 A Midtstråleurin / AAPEBAK Personalet bakt.afd. Afsendt 15-07-02 : Modtaget 16-07-02 Svar Sendt Unds. Dyrkning og resistens Stempel * Ingen vækst *	Antibiotika før	Antibiotika efter
Prøvenr 02001004 V Blod i EDTA / AAPEBAK Personalet bakt.afd. Afsendt 09-07-02 : Modtaget 10-07-02 Svar Sendt 11-07-02 Unds. HIV RNA	Antibiotika før	Antibiotika efter

Svaroversigten lukkes med [ESC].

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 080001 A 02 251248 4916 (080001 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Modtaget 16/07/02

s_tatus Afsluttet Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Arbejdsliste

Ekstern inf. Telefonbesvarelse

Attention OBS!! prøver

Menupunkt Går ud Stempler Ingen vækst

Menupunkt	Går ud
Ingen	Ja
+ Vækst	Nej
Generelle stempler	Nej
Normal svælgflora	Ja
Ingen beta-hæm	Ja
Stempler II	Ja
-GK, C/V stempel	Ja
C/V stempel	Ja
Ingen vækst af svampe	Ja
Primær mikroskopi	Nej
Ekspektorat mik.	Nej
Ingen MRSA	Ja

Indikation

Antibiotika F.

Antibiotika E

Record: 1/1 <OSK> <FJL>

Start Laboratorieu... Kontrol.ppt Reports-baggr... 14:35

Knappen oppe til venstre er synlig, hvis der er indtastet oplysninger i den interne patientjournal. Den giver så adgang til at se, og evt. tilføje oplysninger.

Patientjournal Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKTUS)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøventr. 080001 A 02 251248 4916 (080001 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Ønsket undersøgelse
Dyrkning og resistens

Patientjournal

Tidspunkt	Bruger	Tekst
24/08/2001 13:48	BAKTUS	Test af karakteren for line feed i oracle. Mon den kan aflæses.
24/08/2001 13:57	BAKTUS	Dette er en prøve Dette er en prøve
24/08/2001 14:17	BAKTUS	Dette er en ny prøve Dette er en prøve

Ekspektorat mik. Nej

Ingen MRSA Ja

Record: 1/3 <OSK> <FJL>

Start Patientjourn... Kontrol.ppt Reports-baggr... 14:35

Placér indsætningen med **[PIL NED]** i første tomme række hvis du vil føje ny tekst til patientjournalen. Du kan rette i din egen kommentar indtil kl. 24.00 dagen efter (dvs. principielt i 48 timer efter den er oprettet). Afslut og gem kommentaren med **[F10]** (acceptér). Er hele teksten ikke synlig, kan du udvide feltet med **[CTRL + e]**.

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 080001 A 02 251248 4916 (080001 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

s_tatus Afsluttet Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Arbejdsliste

Ekstern inf. Telefonbesvarelse

Attention OBS!! prøver

Menupunkt Går ud Stempler Ingen vækst

Ingen	Ja	Indikation	
+ Vækst	Nej	Antibiotika F.	
Generelle stempler	Nej	Antibiotika E	
Normal svælgflora	Ja		
Ingen beta-hæm	Ja		
Stempler II	Ja		
-GK, C/V stempel	Ja		
C/V stempel	Ja		
Ingen vækst af svampe	Ja		
Primær mikroskopi	Nej		
Ekspektorat mik.	Nej		
Ingen MRSA	Ja		

Record: 3/3 <OSK> <FJL>

Start Laboratorieun... Kontrol.ppt 14:38

I feltet "OBS!! Prøver" oppe til højre kan du dobbeltklikke for at lægge en intern kommentar vedr. prøven til fx den næste bioanalytiker eller læge, der henholdsvis skal arbejde med prøven eller konferere svaret.

OBS!! prøver Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKTUS)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Noter til prøven

Type af besked: OBS!! prøver

Bruger	Dato - klokken	Besked til	Tekst
	16/07/02 14:38	HDL	Den prøve du efterspurgte er som du ser negativ.
	16/07/02 14:40	TEST	Den prøve du efterspurgte er som du ser negativ.

Ingen bakterier i urinstampe	Ja		
Primær mikroskopi	Nej		
Ekspektorat mik.	Nej		
Ingen MRSA	Ja		

Record: 2/2 <OSK> <FJL>

Start OBS!! prøver ... Kontrol.ppt 14:40

Dyrkning
(urin - vækst)
16

Indtast brugernavnet på den, du vil lægge en kommentar til. Brug **[F9]** (værdiliste) hvis du ikke husker brugernavnet. Skriv derefter kommentaren i tekstfeltet og gem med **[F10]** (acceptér).

OBS!! prøver Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKTUS)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Noter til prøven

Type af besked: OBS!! prøver

Bruger	Dato - klokken	Besked til	Tekst
BAKTUS	16/07/02 14:38	HDL	Den prøve du efterspurgte er som du ser negativ.
BAKTUS	16/07/02 14:40	TEST	Den prøve du efterspurgte er som du ser negativ.

Ingen bakterier i urinstampe	Ja		
Primær mikroskopi	Nej		
Ekspektorat mik.	Nej		
Ingen MRSA	Ja		

FRM-40400: Transaktionen er fuldført: 2 records er posteret og gemt.
Record: 2/2 Værdiliste <OSK> <FJL>

Start OBS!! prøver ... Kontrol.ppt 14:41

Når kommentaren er gemt, vil dit brugernavn tilføjes i venstre kolonne. Luk blokken med **[F11]** (exit).
Det er muligt, at ændre sin OBS! – besked indtil kl. 24.00 (dvs. principielt i 1 døgn efter beskeden er gemt).

MADS Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: TEST)

Søgerutiner Modtagelse Laboratorium Rapport koder Administration Lokalmenu Hjælp Vindue

M A D S

Udviklet af

Klinisk Mikrobiologisk afdeling

Århus kommunehospital


TEST

TST

16. JUL 02 kl 14:41:34

Logge på som anden bruger

OBS!!!!!! - Post



Record: 1/1 <OSK> <FJL>

Start | Internet Explorer | MADS | Kl... | Kontrol.ppt | 14:41

Dyrkning
(urin - vækst)
18

Modtageren af kommentaren vil, når denne åbner MADS, kunne se en stor grå knap på MADSmenu-siden, hvorpå der står "OBS!!!!!! – Post". Når modtageren klikker på knappen ses kommentaren.

Problemprøver Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: TEST)

Søgerutiner Modtagelse Laboratorium Rapport koder Administration Lokalmenu Hjælp Vindue

Problemprøver

Øversigt over prøvens noter

Læst	Print	Prøvenr	Dato & tid	Afsender	Modtager	Besked
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A 080001 02	16/07/02 14:40	BAKTUS	TEST	Den prøve du efterspurgte er som du ser negativ.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A 075941 02	16/05/02 08:58	BAKTUS	TEST	God morgen
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A 046551 01	04/12/01 15:12	BAKTUS	TEST	Nye reaktioner
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Record: 1/3 <OSK> <FJL>

Start | Internet Explorer | Problemprøve... | Kontrol.ppt | 14:42

Dyrkning
(urin - vækst)
19

Modtageren skal så huske at markere (klik i venstre kolonne: "læst"), at kommentaren er læst.

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat.lok. Modtaget 16/07/02

s_tatus Modtaget Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Ekstern inf. Attention

Arbejdsliste
Telefonbesvarelse
OBS!! prøver

Menupunkt	Går ud	Stempler
Ingen	Ja	
+ Vækst	Nej	
Generelle stempler	Nej	
Normal svælgflora	Ja	
Ingen beta-hæm	Ja	
Stempler II	Ja	
-GK, C/V stempel	Ja	
C/V stempel	Ja	
Ingen vækst af svampe	Ja	
Primær mikroskopi	Nej	
Ekspektorat mik.	Nej	
Ingen MRSA	Ja	

Indikation

Antibiotika F.

Antibiotika E

Vi har oprettet en identisk rekvisition og prøve, der nu er registreret vækst i. Der er nu flere muligheder. Når indsætningspunktet er ved linjen "+ vækst" fungerer **[F12]** (valg) igen som valg (ikke som prøveafslutning ved "ingen vækst"), fordi der står "Nej" i kolonnen "går ud", underforstået "går IKKE automatisk ud".

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

sTatus Modtaget Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Ekstern inf.
 Attention

Arbejdsliste	
Telefonbesvarelse	
OBS!! prøver	

Dyrkning

Nr	Bak.	Rel	Abs	Mål	Kolber	Besv. Stik	Fryser
				/		<input checked="" type="checkbox"/>	

Record: 1/1 <<DSK> <<FJL>

Når du har tastet **[F12]** (valg) får du mulighed for at indtaste fundne bakterier. Indtast først selvvalgt rækkefølge-nr. Brug derefter **[F9]** (værdiliste) hvis du ikke kan huske bakterienummeret i feltet (Bak.).

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 081
 Navn Na
 Prøve fra Mic
 Anat.lok.
 sTatus Mc
 Afsender AA

Dyrkning

Nr	Bak.
1	

Bakterier

Søg e%

E. coli	44
E. coli (atypisk)	252
E. dispar	69
E.coli 25922 fortyndet	290
E.coli 25922 ufortyndet	289
EF-4	237
Eikenella corrodens	190
Eikenella species	314
Ent. faecalis 29212 fortyndet	294
Enterobacter aerogenes	65
Enterobacter agglomerans	72
Enterobacter cloacae	57
Enterobacter gergoviae	360
Enterobacter hafniae	183
Enterobacter intermedius	362
Enterobacter sakazaki	328
Enterobacteriaceae flere slags	43
Enterococcer	178
Enterococcus avium	264
Enterococcus durans	93

Søg OK Annullér

Værdier i liste: 31 (Værdier i komplet liste: 380)
 Record: 1/1 Værdiliste <OSK> <FJL>

Start | Laboratorieun... | Kontrol.ppt | 14:51

Fra værdilisten vælger vi E. coli, som i denne opsætning af MADS har nr. 44. Når den er markeret klikker vi på knappen [OK].

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøventr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

sTatus Modtaget

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Relativ mængde

Søg %

1	Enkelte
2	Spredte
3	En del
4	Mange
5	Boullionkultur
A	Pr. 0,2 ml: 0 - 4 kolonier af
B	Pr. 0,2 ml: 5 - 49 kolonier af
C	Pr. 0,2 ml: 50-500 kolonier af
D	Pr. 0,2 ml: > 500 kolonier af
98	ikke angivet
99	ikke vurderet

Søg OK Annullér

Dyrkning

Nr	Bak.	Rel
1	44	E. coli

Værdier i liste: 5
Record: 1/1 Værdiliste <OSK> <FJL>

Start Laboratorieun... Kontrol.ppt 14:54

Derpå indtastes evt. relativ mængde.
Brug **[F9]** (værdiliste) hvis du ikke kan huske mulighederne.

Laboratorieundersøgelse

Prøventr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

sTatus Modtaget Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Arbejdsliste

Ekstern inf. Telefonbesvarelse

Attention OBS!! prøver

Dyrkning

Nr	Bak.	Rel	Abs	Mål	Kolber	Besv. Stik	Fryser
1	44	E. coli	.5	/	/	<input checked="" type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/>	

Værdiområde: 1 - > 100.000.000 (svarer til .9 eller >.8)

Record: 1/1 <OSK> <FJL>

I feltet absolut mængde (Abs) skrives potenstal med ",x" (komma + tal, dvs. ,5=10⁵).

Laboratorieundersøgelse

Prøventr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 02)
 Navn Nancy Ann Berggren
 Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02
 Anat. lok. Modtaget 16/07/02
 sTatus Modtaget Svar sendt
 Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Ekstern inf.
 Attention

Arbejdsliste
 Telefonbesvarelse
 OBS!! prøver

Dyrkning

Nr	Bak.	Rel	Abs	Mål	Kolber	Besv. Stik	Fryser	
1	44 E. coli		= 100000	/ ML	/	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Værdiområde: 1 - > 100.000.000 (svarer til .9 eller >.8)					

Brug **[F9]** (værdiliste) for at se mulighederne i de sidste felter. Kolbe er 1 / 2 eller 2 / 2.
 Næste bakterie udfyldes i næste række, hvis der er fundet flere bakterier. Hvis du vil se alle oplysninger registreret på den markerede species, taster du **[SHIFT + F8]** .Når bakterien er udfyldt vælges undermenuen med **[F12]** (valg).

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøventr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

s_tatus Modtaget Svar sendt

Afsender AAPEB

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Ekstern inf. Arbejdsliste

Attention Telefonbesvarelse

OBS!! prøver

Undermenu

Resistensbestemmelse

Forgæring

Morfologi

Sero-/Fagtype

Fryseposition

Referencelaboratorie

Dyrkning

Nr	Bak.		Mål	Kolber	Besv.	Stik	Fryser
1	44	E. coli	/ ML	/	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Record: 1/6 <OSK> <FJL>

Start | Laboratorieun... | Kontrol.ppt | 14:58

Vælg menupunktet Resistensbestemmelse med **[F12]** (valg), når det er markeret.

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

s_tatus Modtaget Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Ekstern inf. Attention

Arbejdsliste
Telefonbesvarelse
OBS!! prøver

Analysemetoder

Navn	Beskrivelse	Profilkode
Primær resistens		
G POSITIV NR 1		
Urin oxid		
C- PLADE (UDVIDET U-plade)		
Pseudomonas oxid		
G NEGATIV NR.1		
G NEGATIV NR.2		
OXACILLIN		
METHI		
E-test		
Anaerob-plade		

Markér fx Urin oxid.

Laboratorieundersøgelse

Prøvenr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

sTatus Modtaget Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Ekstern inf. Arbejdsliste

Attention Telefonbesvarelse

OBS!! prøver

Analysemetoder

Navn	Beskrivelse	Profilkode
Primær resistens		
G POSITIV NR 1		
Urin oxoid		
C- PLADE (UDVIDET U-plade)		
Pseudomonas oxoid		
G NEGATIV NR.1		
G NEGATIV NR.2		
OXACILLIN		
METHI		
E-test		
Anaerob-plade		

Record: 3/20 <OSK> <FJL>

Vælg den med [F12] (valg).

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøventr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 0

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. der

Anat. lok. Modtag

s_tatus Modtaget Svar se

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal pr

Analysemetoder

Navn	Beskrivelse	F
Primær resistens		
G POSITIV NR 1		
Urin oxoid		
C-PLADE (UDVIDET U-plade)		
Pseudomonas oxoid		
G NEGATIV NR.1		
G NEGATIV NR.2		
OXACILLIN		
METHI		
E-test		
Ånaerob-plade		

Resistensanalyser

1 Tæthed

E. coli Urin oxoid

Analyse	SIR	M	Værdi	Med	
Ampi. ox	2				*
Sulfa ox	2				*
Trim ox	2				*
Poly ox	2				
Mecil ox	2				*
Nali ox	2				
Strept. ox	2				

Record: 1/7 Værdiliste <OSK> <FJL>

Start Laboratorieun... Kontrol.ppt 15:02

I MADS-programmet "Resistens- og forgæringsrækker" er hver plade forkodet med et låst repertoire af resistensanalyser, hvis resistensværdier kan modificeres. Ydermere kan der i MADS-programmet "Gruppemaske" angives nogle forslag til SIR-værdier for bakteriegruppen. Markér en resistensanalyse og gå til feltet "Værdi", for at indtaste zonestørrelser.

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøventr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 0

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. der

Anat. lok. Modtag

sTatus Modtaget Svar se

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal pr

Analysemetoder

Navn	Beskrivelse	F
Primær resistens		
G POSITIV NR 1		
Urin oxoid		
C-PLADE (UDVIDET U-plade)		
Pseudomonas oxoid		
G NEGATIV NR.1		
G NEGATIV NR.2		
OXACILLIN		
METHI		
E-test		
Anaerob-plade		

Resistensanalyser

1 Tæthed

E. coli Urin oxoid

Analyse	SIR	M	Værdi	Med	
Ampi. ox	2	=	20		*
Sulfa ox	2	=	30		*
Trim ox	2	>	30		*
Poly ox	2	=	15		
Mecil ox	2		+30		*
Nali ox	2				
Strept. ox	2				

Record: 5/7 <DSK> <FJL>

Start | Laboratorieun... | Kontrol.ppt | 15:03

Hvis zonestørrelsen er lig en værdi, indtastes værdien blot, hvorefter MADS automatisk indsætter et lighedstegn i moderatorfeltet, M. Der indtastes "+værdi" for en værdi "større end", og "-værdi" for en værdi "mindre end".

Laboratorieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Vindue Help

Laboratorieundersøgelse

Prøventr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 0

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. der

Anat. lok. Modtag

sIatus Modtaget Svar se

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal pr

Analysemetoder

Navn	Beskrivelse	F
Primær resistens		
G POSITIV NR 1		
Urin oxoid		
C-PLADE (UDVIDET U-plade)		
Pseudomonas oxoid		
G NEGATIV NR.1		
G NEGATIV NR.2		
OXACILLIN		
METHI		
E-test		
Ånaerob-plade		

Resistensanalyser

1 Tæthed

E. coli Urin oxoid

Analyse	SIR	M	Værdi	Med	
Ampi. ox	2	=	20		*
Sulfa ox	2	=	30		*
Trim ox	2	>	30		*
Poly ox	2	=	15		
Mecil ox	2	>	30		*
Nali ox	0	=	5		
Strept. ox	2	=	13		

0002-STD: Dette er den sidste record.
Record: 7/7 <OSK> <FJL>

Start Laboratorieun... Kontrol.ppt 15:04

Dyrkning
(urin + vækst)
31

Når du taster **[ENTER]** efter indtastningen af hver zonestørrelse, omskrives de løbende til SIR-værdi, sådan som de er blevet forkodede i MADS-programmet "Gruppemasker". For den sidste resistenanalyse sker omskrivningen til SIR-værdi først når du gemmer med **[F10]** (acceptér).

Laborieundersøgelse Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: BAKT...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Genvejsmenu Help

Laborieundersøgelse

Prøvenr. 080002 A 02 251248 4916 (080002) 0

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. der

Anat. lok. Modtag

s_tatus Modtaget Svar se

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal pr

Analysemetoder

Navn	Beskrivelse	F
Primær resistens		
G POSITIV NR 1		
Urin oxoid		
C- PLADE (UDVIDET U-plade)		
Pseudomonas oxoid		
G NEGATIV NR.1		
G NEGATIV NR.2		
OXACILLIN		
METHI		
E-test		
Anaerob-plade		

Resistensanalyser

1 GODKEND_WIND...

Endeligt svar
Foreløbigt svar
Endeligt svar til konf.
Foreløbigt svar til konf.
Annullering
Fortryd besvarelse

Mecil ox	2	>	30		*
Nali ox	2	=	30		*
Strept. ox	2	=	13		*

Record: 1/1 <DSK> <FJL>

Start Laborieun... Kontrol.ppt 15:08

Tast **[F2]** (bésvar), når du er klar til at besvare. Tast **[ENTER]** når du har markeret dit svar.

Laboratorieundersøgelse

Prøventr. 080002 A 02 251248 4916 (080002 02)

Navn Nancy Ann Berggren

Prøve fra Midtstråleurin Afs. den 15/07/02

Anat. lok. Modtaget 16/07/02

s_tatus Laborant færdig (ES) Svar sendt

Afsender AAPEBAK Modtager Svar til A Antal prøver 21

Ønsket undersøgelse

Dyrkning og resistens

Arbejdsliste

Ekstern inf. Telefonbesvarelse

Attention OBS!! prøver

Menupunkt	Går ud	Stempler
Art & mængde	Nej	
Resistensoversigt	Nej	
Resistensindtastning	Nej	
Seddel til stik	Nej	
Stempler	Nej	
Mikroskopi	Nej	
Ekspektorat mik.	Nej	
Urin mik.	Nej	
Blod mik.	Nej	
Parasit mik.	Nej	

Indikation

Antibiotika F.

Antibiotika E

Nu er svaret sendt.

Laboratorieundersøgelse
Ønsket undersøgelse

Prøventr.	080002	A	02	251248	4916	(080002	02)
Navn	Nancy Ann Berggren							
Prøve fra	Midtstråleurin	Afs. den	15/0					
Anat. lok.		Modtaget	16/0					
s_tatus	I arbejde	Svar sendt						
Afsender	AAPEBAK	Modtager		Svar til	A	Antal prøver	21	

Menupunkt	Går ud	Stempler
Art & mængde	Nej	
Resistensoversigt	Nej	Indikation
Resistensindtastning	Nej	Antibiotika F.
Seddel til stik	Nej	Antibiotika E
Stempler	Nej	
Mikroskopi	Nej	
Ekspektorat mik.	Nej	
Urin mik.	Nej	
Blod mik.	Nej	
Parasit mik.	Nej	

Record: 1/1

<DSK> <FJL>

GODKEND_WIND...

Endeligt svar

Foreløbigt svar

Endeligt svar til konf.

Foreløbigt svar til konf.

Annulering

Fortryd besvarelse

Så længe prøven er sendt til konferering kan besvarelsen stadig fortrydes. Vælg prøven, vælg besvarelse [F2] (bésvar) og vælg "Fortryd besvarelse" i godkendelsesoversigten.

Eksemplet er slut – tast [ALT] (hold nede) + [F4] for at vende tilbage til MADS Online manual