

Daglig kontrol af prøvenumre Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: B...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Vindue Help

Kontrol af prøvenumre

Prøvetype

	Modtaget dato	Løbenr
A Andre	110702	080000
B Bloddyrkning		

Kontrolnummer for dagsdato er IKKE indtastet.

Kontrolrecords

Modtaget	Løbenr	Opr. dato
10/07/02	080000	10.07.02 14:38:55
06/06/02	076000	06.06.02 11:23:03
05/06/02	076000	06.06.02 11:23:01
04/06/02	076000	04.06.02 10:57:45
30/05/02	076000	30.05.02 09:03:07
29/05/02	075952	29.05.02 15:05:34
08/05/02	075951	08.05.02 13:36:43
25/04/02	075950	25.04.02 10:18:16
19/04/02	075943	19.04.02 14:10:40
11/02/02	075942	11.02.02 10:18:19
06/02/02	075941	06.02.02 09:05:56
20/12/01	075941	20.12.01 13:15:12

Record: 1/? <OSK> <FJL>

Start | Daglig kontrol... | 14:12

KONTROL
1

Marker den enkelte prøvetype (nummerserie) i blokken - **Prøvetype** - , skriv dagsdato i feltet "Modtaget dato", og skriv dagens første prøvenummer i feltet "Løbenr".

Daglig kontrol af prøvenumre Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: B...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Vindue Help

Kontrol af prøvenumre

Prøvetype

	Modtaget dato	Løbenr
A Andre	160702	080001
B Bloddyrkning		

Kontrolnummer for dagsdato er IKKE indtastet.

Kontrolrecords

Modtaget	Løbenr	Opr. dato
10/07/02	080000	10.07.02 14:38:55
06/06/02	076000	06.06.02 11:23:03
05/06/02	076000	06.06.02 11:23:01
04/06/02	076000	04.06.02 10:57:45
30/05/02	076000	30.05.02 09:03:07
29/05/02	075952	29.05.02 15:05:34
08/05/02	075951	08.05.02 13:36:43
25/04/02	075950	25.04.02 10:18:16
19/04/02	075943	19.04.02 14:10:40
11/02/02	075942	11.02.02 10:18:19
06/02/02	075941	06.02.02 09:05:56
20/12/01	075941	20.12.01 13:15:12

Record: 1/? <OSK> <FJL>

Start | Microsoft Power ... 14:15

KONTROL
2

Dagsdato og dagens første prøvenummer er nu indtastet for Prøvetype A. Gem indtastningen med [F10] (acceptér), og gentag kontrollen for næste prøvetype.

Daglig kontrol af prøvenumre Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: B...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Vindue Help

Kontrol af prøvenumre

Prøvetype

	Modtaget dato	Løbenr
A Andre		
B Bloddyrkning		

Kontrolnummer for dagsdato er indtastet.

Kontrolrecords

Modtaget	Løbenr	Opr. dato
16/07/02	080001	16.07.02 14:15:35
10/07/02	080000	10.07.02 14:38:55
06/06/02	076000	06.06.02 11:23:03
05/06/02	076000	06.06.02 11:23:01
04/06/02	076000	04.06.02 10:57:45
30/05/02	076000	30.05.02 09:03:07
29/05/02	075952	29.05.02 15:05:34
08/05/02	075951	08.05.02 13:36:43
25/04/02	075950	25.04.02 10:18:16
19/04/02	075943	19.04.02 14:10:40
11/02/02	075942	11.02.02 10:18:19
06/02/02	075941	06.02.02 09:05:56

Record: 1/? <DSK> <FJL>

Start | Daglig kontrol... | Microsoft Power ... 14:15

KONTROL
3

I næste blok, - **Kontrolrecords** -, er kontrollen nu blevet registreret. Ændringen vises samtidig i den forklarende tekst i øverste blok. Kontrollen sikrer nu, at der denne dag kun kan indtastes prøvenumre fra og med 80001 i prøvetypen A.

Daglig kontrol af prøvenumre Klinisk Mikrobiologisk Afdeling test (Bruger: B...)

Action Edit Block Field Record Query Spørgerutiner Vindue Help

Kontrol af prøvenumre

Prøvetype

	Modtaget dato	Løbenr
A Andre		
B Bloddyrkning		

Kontrolnummer for dagsdato er indtastet.

Kontrolrecords

Modtaget	Løbenr	Opr. dato
16/07/02	080001	16.07.02 14:15:35
10/07/02	080000	10.07.02 14:38:55
06/06/02	076000	06.06.02 11:23:03
05/06/02	076000	06.06.02 11:23:01
04/06/02	076000	04.06.02 10:57:45
30/05/02	076000	30.05.02 09:03:07
29/05/02	075952	29.05.02 15:05:34
08/05/02	075951	08.05.02 13:36:43
25/04/02	075950	25.04.02 10:18:16
19/04/02	075943	19.04.02 14:10:40
11/02/02	075942	11.02.02 10:18:19
06/02/02	075941	06.02.02 09:05:56

Record: 1/? <DSK> <FJL>

Start | Daglig kontrol... | Microsoft Power ... | 14:15

KONTROL
4

Ved fejlindtastning af løbenr: Flyt indsætningspunktet til - Kontrolrecords - med [F4] (næste blok), markér den fejlindtastede kontrolrecord [PIL OP/NED], slet den [SHIFT + F6] og gem ændringen [F10] (acceptér). Gå til blokken - Prøvetype - med [F3] (forrige blok) og begynd forfra.

Eksemplet er slut – tast [ALT] (hold nede) + [F4] for at vende tilbage til MADS Online manual