

# Tastaturgenveje

## 1 Introduktion

---

Dette manualafsnit beskriver tastaturgenveje/genvejstaster i:

- [Dyrkning](#)
- [Prøveanalyser](#)
- [Forside](#)
- [Generelt i MADS](#)
- [Generelt i Windows](#)

## 2 Tastaturgenveje i Dyrkning

---

HANDLING	TASTATURGENVEJ
Akkumulerede Svar, vis (Svaroversigt for patienten)	[ALT + d]
Antibiotikaoversigt, vis	[ALT + o]
Arbejdsliste, gå til	[ALT + x]
Bakterieoversigt for patienten, vis	[ALT + k]
Bakterier (Art og mængde), gå til	[ALT + a]
Bakterierækkefølge, omnummerere	[ALT + ø]
Bemærkninger til svar, gå til	[ALT + b]
Bestil/afbestil rekvisition	[ALT + v]
Besvarelsesmenu, send prøven til besvarelse	[F2]
Etiketteudskrift med isolatnummer, gå til	[ALT + e](Når markeringen er på bakterien) -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
Etiketteudskrift, gå til	[ALT + e] -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
Forgæringsoversigt, vis	[ALT + 5]
Forgæringsrække(-r), gå til	[ALT + f]
Fryseposition materiale (når markøren er alle andre steder end i Art og mængde (bakterie))	[ALT + y]
Fryseposition bakterie (når markøren er på bakterien i Art og mængde (bakterie))	[ALT + y]
Hent rekvisition, gå til (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [h]
Indikation, promptsvar og antibiotika før/efter, gå til	[ALT + i]
Kliniske oplysninger og Mikap-oplysninger	[F5]
MADS Hovedmenuen, aktivere	[ALT + h]
Menuen Hjælp, aktivere	[ALT + æ]
Mikroskopibillede, gå til	[ALT + l]
OBS!!-besked, gå til	[ALT + 3] eller [ALT + s] -> [o]
OBS!!-besked, gå til (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [o] eller [alt+ 3]
Patientjournal (og FLAG), gå til	[ALT + j] eller [ALT + s] -> [p]
Patientjournal (og FLAG), gå til (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [a] eller [ALT + j]
Pladeoversigt, gå til	[ALT + 4]

## HANDLING

Primær og sekundær menu, gå til  
Prøvejournal, gå til  
Prøveoversigt for patienten, gå til  
Prøveoversigt for patienten, gå til (fra menuen Spørgerutiner)  
Resistensrækker, gå til  
Se data og log på bakterien/resistens/forgæring (når markøren er på bakterien i Art og mængde (bakterie))  
Se prøven i Forside (fra Genvejsmenu)  
Se prøven i Mikroskopi blod (fra Genvejsmenu)  
Se prøven i Mikroskopi ekspektorat (fra Genvejsmenu)  
Se prøven i Mikroskopi generelt (fra Genvejsmenu)  
Se prøven i Mikroskopi uriner (fra Genvejsmenu)  
Specifik resistensrække, gå til (hvis **gruppemasken** er sat op til det)  
Stempel  
Stor konferenceoversigt, vis (fra menuen Spørgerutiner)  
Søge på cprnr/prøver (fra menuen Spørgerutiner)  
Telefonbesvarelse bioanalytiker, gå til  
Telefonbesvarelse, gå til (fra Genvejsmenu)  
Telefonbesvares læge  
Vis svar

## TASTATURGENVEJ

[ALT + m]  
[ALT + p]  
[ALT + q] eller [ALT + s] -> [p]  
[ALT + s] -> [p] eller [ALT + q]  
[ALT + r]  
[SHIFT + F8]  
[ALT + g] -> [f]  
[ALT + g] -> [b]  
[ALT + g] -> [e]  
[ALT + g] -> [g]  
[ALT + g] -> [u]  
[ALT + u]  
[ALT + z]  
[ALT + s] -> [k]  
[ALT + s] -> [c]  
[ALT + 1]  
[ALT + g] -> [t]  
[ALT + t]  
[ALT + c]

### 3 Tastaturgenveje i Prøveanalyser

HANDLING	TASTATURGENVEJ
Akkumulerede Svar, vis (Svaroversigt for patienten)	[ALT + d]
Analyseresultater for patienten, gå til	[ALT + l]
Arbejdsliste, gå til	[ALT + x]
Bemærkninger til svar, gå til	[ALT + b]
Bestil/afbestil rekvisition	[ALT + v]
Besvarelsesmenu, send prøven til besvarelse	[F2]
Etiketteudskrift, gå til	[ALT + e] -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
Fryseposition for frosset prøvematerialet, gå til.	[ALT + y]
Hent rekvisition, gå til (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [h]
Kliniske oplysninger og Mikap-oplysninger	[F5]
Logdata (på analysefund), vis	[ALT + o]
MADS Hovedmenuen, aktivere	[ALT + h]
OBS!!-besked, gå til	[ALT + 3] eller [ALT + s] -> [o]
OBS!!-besked, gå til (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [o] eller [alt+ 3]
Patientjournal (og FLAG), gå til	[ALT + j] eller [ALT + s] -> [a]
Patientjournal (og FLAG), gå til (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [a] eller [ALT + j]
Prøvejournal, gå til	[ALT + p]
Prøveoversigt for patienten, gå til (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [p]
Referencelaboratorium, gå til	[ALT + r]
Se prøven i Dyrkning (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [d]
Se prøven i Forside (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [f]
Se prøven i Mikroskopi blod (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [b]
Se prøven i Mikroskopi ekspektorat (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [e]
Se prøven i Mikroskopi generelt (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [g]
Se prøven i Mikroskopi uriner (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [u]
Stempler / Bemærkninger til svar / Projekt	[ALT + z] eller [ALT + 2]
Stempler / Bemærkninger til svar / Projekt, gå til	[ALT + 2] eller [ALT + z]
Stor konferenceoversigt, vis (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [k]
Søge på cprnr/prøver (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [c]
Telefonbesvarelse bioanalytiker, gå til	[ALT + 1]
Telefonbesvarelse, gå til (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [t]
Telefonbesvares læge	[ALT + t]
Vis svar	[ALT + c]

## 4 Tastaturgenveje i Forside

HANDLING	TASTATURGENVEJ
Adresse til patientsvar, gå til	[ALT + 1]
Antibiotika før/efter samt kliniske opl, gå til	[ALT + 8]
Attention, gå til	[ALT + 7]
Bemærkninger til svar	[ALT + 0]
Bloddyrkningskolbe	[ALT + +]
Gem rekvisitionen	[F10]
Hent rekvisition, gå til (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [h]
Indikation/Ordinerende læge, gå til	[ALT + 3]
Kliniske oplysninger, gå til	[ALT + 5]
MADS Hovedmenuen, aktivere	[ALT + h]
OBS!! Prøver	[ALT + s] -> [o] eller via [ALT + t]
Projekt, gå til	[ALT + 4]
Prøvejournl, GÅ TIL	[ALT + 9]
Se prøven i Dyrkning (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [d]
Se prøven i Mikroskopi blod (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [b]
Se prøven i Mikroskopi ekspektorat (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [e]
Se prøven i Mikroskopi generelt (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [g]
Se prøven i Mikroskopi uriner (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [u]
Se prøven i Prøveanalyse (fra Genvejsmenu)	[ALT + g] -> [a]
Send prøven til besvarelse	[F2]
Stempler, gå til sekretærstempler	[ALT + 6]
Søge på cprnr/prøver (fra menuen Spørgerutiner)	[ALT + s] -> [c]
Telefonbesvarelse/Arbejdsliste/OBS!! prøver	[ALT + t]
Ønsket undersøgelse, gå til	[ALT + 2]

## 5 Tastaturgenveje generelt i MADS

HANDLING	TASTATURGENVEJ
Acceptér (gemme) indtastning i MADS	[F10]
Aktivere programmenu	[ALT]
Aktivére MADS-hovedmenu	[ALT + h]
Bladre gennem records eller flytter til næste/forrige rækker i skema-opstillinger	[PIL OP/NED] / [PAGE UP/DOWN]
Blok efter - gå til næste blok i MADS	[F4]
Blok før - gå til forrige blok i MADS	[F3]
Deaktivere programmenu	[ESC]
Kopiere record i MADS	[SHIFT + F12]
Lukke billede (program) i MADS	[F11]
Lukke MADS (fra hovedsiden)	[F11]
Ny record	[F6]
Rens blok i MADS, uden at slette den record hvori blokken indgår	[SHIFT + F5]
Rens felt i MADS, uden at slette den record hvori det indgår	[SHIFT + F9]
Rens form i MADS, uden at slette den record hvori formen indgår	[SHIFT + F7]
Rens record uden at slette den	[SHIFT + F4]
Se hele indhold i feltet (du står i)	[CTRL + e]
Se programversion på proceslinjen	[ALT + F8]
Send prøven til besvarelse	[F2]
Slette record	[SHIFT + F6]
Søgning - fundne records tælles inden en søgning i MADS gennemføres ved <b>[F8]</b> :	[SHIFT + F2]
Søgning - gør klar til ny søgning i MADS.	[F7]
Søgning - udfør søgning i MADS	[F8]
Søgninger I MADS. %-tegn foranstilles hvor det første af søgeordet er ukendt (%ristensen, finder både "Kristensen" og "Christensen"), og efterstillet hvor det sidste af søgeordet er ukendt (Henr%, finder både "Henrik", "Henry" og "Henriette")	[%...] / [...%]
Tabulere til forrige felt	[TAB]
Tabulere til næste felt	[SHIFT + TAB] / [ENTER]
Udskriv programbillede (formen) MADS (uden MADSmenu!):	[SHIFT + F8]
Vælge element (på liste)	[F12]
Værdiliste - vis værdiliste i MADS. Oplysningslinjen nederst i MADS-billedet, viser om der er en værdiliste for det aktive felt	[F9]

## 6 Nyttige tastaturgenveje i windows

---

HANDLING	TASTATURGENVEJ
Gå til windows skrivebord	[WINDOWS + d]
Kopierer et billede af det aktive vindue til Udklipsholder (kun i nogle progr.).	[ALT + PRINTSCREEN]
Kopierer et billedet af hele skærmen til Udklipsholderen, evt. til udskrivning eller indsætning i vejledningstekst.	[PRINTSCREEN]
Lukke program	[ALT + F4]
Skifte mellem åbne programmer	[ALT] (hold nede) -> [TAB]
Åben windows stifinder	[WINDOWS + e]

---

### MADS

Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99

DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: [auh.mads-gruppen@rm.dk](mailto:auh.mads-gruppen@rm.dk)

